

## COM-TeX Mullkompressen

Mullkompressen steril/unsteril



COM-TeX Mullkompressen sind für die tägliche Wundversorgung sowie für die Erstversorgung geeignet. Sie sind saugfähig, hautfreundlich und atmungsaktiv. Erhältlich in drei praxisingerechten Abmessungen.

**8-fach, 17-fädig mit eingeschlagenen Schnittkanten nach DIN EN 14079**

### Anwendungsgebiete:

- für Salbenverbände
- Standardversorgung von Wunden

### Bestellinformationen:

unsterile Mullkompressen

Größe	Art-N°	PZN	VE
5 x 5cm	153978	00025307	100 St.
7,5 x 7,5cm	153979	00025483	100 St.
10 x 10cm	153980	00025508	100 St.

sterile Mullkompressen

Größe	Art-N°	PZN	VE
5 x 5cm	153975	00024957	25 x 2 St.
7,5 x 7,5cm	153976	00025218	25 x 2 St.
10 x 10cm	153977	00025299	25 x 2 St.

### Materialzusammensetzung:

100% Baumwolle

### Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

<b>Dehnung ca. (in %):</b>	entfällt
<b>Sterilisation:</b>	EO bzw. unsteril
<b>waschbar bis:</b>	entfällt
<b>CE-Kennzeichnung steril</b>	CE 0481
<b>CE-Kennzeichnung unsteril</b>	CE
<b>Zolltarifnummer:</b>	3005.9031
<b>Haltbarkeit:</b>	5 Jahre = steril entfällt = unsteril
<b>Klassifizierung:</b>	Is bzw. I
<b>Anhang:</b>	I und VII bzw. V, nach RL 93/42 EWG
<b>Regel:</b>	4
<b>Produkt zum einmaligen Gebrauch</b>	ja

medichem Vertriebs GmbH  
Sandhof 8-10  
D-24768 Rendsburg

Fon: +49 (0)4331 - 72185  
Fax: +49 (0)4331 - 780946  
info@medichem-online.de  
www.medichem-online.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.