



Bestückung	1 x LED-Modul
Beleuchtungsstärke	>100'000 Lux @ 1.0m
Beleuchtungsfeld @ 1m	Ø 18/22/28 cm*
Farbwiedergabe (Ra)	>95
Farbtemperatur	4300 K*
Ausleuchtungstiefe	1.2 m
Betriebsgerät	Elektronischer Konverter
Anschlusswerte	100-240 V; 50/60 Hz
Netzanschlussleitung	ca. 3m
Leuchtengehäuse	PA 66
Gewicht (netto)	ca. 17 kg
Leistungsaufnahme	40 W
Bedienung	Folientastatur an Kardanik
Technik	1-polig sekundär
Gelenkentlastung	Feder (Gewichtsausgleich)
Schutzklasse	I
Zubehör	Sterilisierbarer Handgriff
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheiten	Diamantoptik, 4 Dimmstufen, Fokussierbar, Sterilisierter Handgriff, Hochwertiges Armsystem, wartungsfrei
Befestigung	Deckenbefestigung, Deckenrohr bei Montage ablängbar (Länge: 25-120 cm)
Schutzart	IP 43 (Leuchtenkopf)

* -10% / +20% Toleranz

Lichtverteilung

